



Balanzas Compactas Serie ACBplus



Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Registrador de capacidad
- Batería recargable / adaptador de electricidad suministrado como estándar
- Interface bi-direccional RS-232
- Gran pantalla LCD retro-luminada
- 15 unidades de pesaje
- Apagado automático
- Plato de acero inoxidable
- Paravientos suministrado como estándar
- Soporte de seguridad integral
- Pies ajustables
- Pesaje
- Cálculo de porcentaje
- Acumulación de peso
- Función cuenta piezas
- Pesaje por debajo de la balanza



Especificaciones Técnicas


Modelo	ACBplus 150	ACBplus 300	ACBplus 600H	ACBplus 600	ACBplus 1000	ACBplus 1500	ACBplus 3000
Capacidad máxima	150g	300g	600g	600g	1000g	1500g	3000g
Precisión	0,005g	0,01g	0,01g	0,02g	0,01g	0,05g	0,1g
Resolución	0,005g	0,01g	0,01g	0,02g	0,01g	0,05g	0,1g
Rango de tara	-150g	-300g	-600g	-600g	-1000g	-1500g	-3000g
Repetibilidad (S.D.)	0,005g	0,01g	0,01g	0,02g	0,01g	0,05g	0,1g
Linealidad (±)	0,01g	0,02g	0,02g	0,04g	0,02g	0,1g	0,2g
Tamaño del Plato	120mm Ø					144x124mm	

Especificaciones Generales

Unidades de medida	Gramo (g), Carate (ct), Libra (lb), Onza (Oz), Dram (d), Grano (GN) (GN), Onza Troya (Ozt) (Ozt), Peso penique (dWt), Mome (MM), Taels Hong Kong (TL.H) (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Newton (N), Gramo (g2)
Tiempo de estabilización típico	2 Seg
Interface	Salida RS-232
Calibración	Externa Automática
Pantalla	LCD de 6 dígitos y 16mm / 0.6" alto retroiluminado y gráfico de barras de carga
Fuente de alimentación	9V/800 mA
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Otras características	Aumento de la exactitud para las funciones de contaje de partes y de pesada en porcentaje, batería recargable
Carcasa	Plataforma de acero inoxidable en plástico ABS
Dimensiones del protector de corriente de aire	180 x 158 x 82mm
Dimensiones totales (wxdxh)	195x240x70mm
Peso neto	1,5kg

Accesorios Opcionales:

- Capota protectora
- Impresora Adam
- Maletín de transporte, resistente con candado
- Thermal paper roll for Adam printer
- Cable RS-232
- Adam - DU- Programa para colección de informaciones



Adam Equipment - Oficinas Universal

www.adamequipment.com