





Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Plato de acero inoxidable
- Pantalla LCD clara retro-iluminada
- Apagado automático
- Funciona con batería o adaptador de electricidad
- Adaptador de electricidad suministrado como estándar
- Distintas unidades de pesaje
- Paravientos suministrado como estándar
- Soporte de seguridad integral
- Pies ajustables
- Pesaje



Especificaciones Técnicas

Modelo	AQT 200	AQT 250	AQT 600	AQT 1500	AQT 2600	AQT 2000	AQT 5000
Capacidad máxima	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Precisión	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g	1g	1g
Resolución	1:20000	1:2500	1:6000	1:15000	1:26000	1:2000	1:5000
Repetibilidad (S.D.)	0,02g	0,1g	0,1g	0,2g	0,2g	1g	1g
Linealidad (±)	0,02g	0,1g	0,1g	0,2g	0,2g	1g	1g
Tamaño del Plato	130mm Ø						
Unidades de medida	Gramo (g), Carate (ct), Onza (Oz), Peso penique (dWt), Taels Hong Kong (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T)	Gramo (g), Carate (ct), Onza (Oz), Peso penique (dWt)	Gramo (g), Kilogramo (kg), Libra (lb), Onza (Oz)				
Tiempo de estabilización típico	3 Seg	2 Seg	3 Seg		2 Seg		

Especificaciones Generales

Calibración	Pulsando el botón utilizando peso externo
Pantalla	LCD de 6 dígitos, dígitos de 15mm con luz de fondo
Fuente de alimentación	12VCA @ 150mA adaptador o 6 x AA baterías
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Otras características	Batería baja, indicadores de cero y de estabilidad
Carcasa	Plástico ABS
Dimensiones del protector de corriente de aire	180 x 158 x 82mm
Dimensiones totales (wxdxh)	195x240x70mm
Peso neto	1,2kg

Accesorios Opcionales:

- Capota protectora
- Maletín de transporte, resistente con candado



Adam Equipment - Oficinas Universal

www.adamequipment.com