



Heldal



UNIDAD HELDAL DE MOVIMIENTO HELICOIDAL

Los materiales que no fluyen fácilmente no pueden ser medidos por métodos y husillos estándar, ya que el husillo, por cavitación, forma un agujero o zona a su alrededor. Cuando se requieren medidas comparativas de la viscosidad aparente de este tipo de productos, se recomienda trabajar con la unidad HELDAL.

El cabezal de medición del viscosímetro sube y baja suavemente de modo automático mediante el HELDAL, entre unos límites pre-establecidos, permitiendo que el husillo de aguja esté siempre en contacto con la muestra.

- Fácil de utilizar, instalar y limpiar.
- Suministrado con motor, 6 husillos en forma de T y maleta de transporte.
- Compatible con todos los viscosímetros rotacionales de FUNGILAB.

Aplicaciones:

- Cremas
- Geles
- Pastas
- Gelatina
- Otras sustancias que no fluyen por si solas.



Modelo viscosímetro	Rango de viscosidad
L	234 - 3,120,000 cP
R	2,490 - 33,300,000 cP
H	195 - 2,600,000 Poise