

## TERMOCICLADOR PCR EN TIEMPO REAL

Se trata de un equipo de PCR en Tiempo Real capaz de detectar secuencias de ácidos nucleicos diana en menos de 25 minutos. Bajo la tecnología de LightCycler®, este equipo combina el aire rápido termociclador con la fluorimetría en Tiempo Real. Por su sensibilidad, especificidad y rapidez se convierte en el instrumento ideal para la identificación rápida de patógenos. El sistema incluye un ordenador con un sencillo software para el análisis de resultados. El software recoge e interpreta los datos automáticamente. También está disponible una versión avanzada del Software para un análisis más preciso de los datos.



Equipo	Software	Reactivos disponibles
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termociclador de aire rápido</li> <li>- 32 muestras de capacidad</li> <li>- 45 ciclos en 25 minutos</li> <li>- Capilares de cristal</li> <li>- 3 colores ópticos</li> <li>- Precisión y alta reproducibilidad de resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tres módulos de análisis</li> <li>- Análisis curvas de fusión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validados</li> <li>- Freeze-dried</li> </ul>

PVP Termociclador en Tiempo Real (incluido el PC y software): **35.500 €**

Fungibles: (precios PVP)

Capilares (96 caps/caja) = **64 €** (0.67€/muestra)

Kits disponibles: (precios PVP)

MicroCompass TVC Detection kit (96 test) = **960 €** (10€/reacción)

MicroCompass- YM RNA Detection Kit (96 test) = **960 €** (10€/reacción)

MicroCompass *Legionella pneumophila* Quantification kit (96 test) = **1152€** (12€/reacción)

MicroCompass *Legionella spp.* Quantification kit (96 test) = **1152€** (12€/reacción)

MicroCompass *Legionella* DNA Extraction kit (96 test) = **686€** (7.15€/reacción)

\*Real -Time PCR detection Kit for S.A.R.M (150 test) = **615 €** (4.10€/reacción)

\*Real -Time PCR detection Kit for *Aspergillus spp.* (150 test) = **615 €** (4.10€/reacción)

\* PRECISION MASTERMIX INCLUIDA

**NOTA: Precios válidos hasta finales 2008 susceptibles de cambios. IVA no incluido**

### MOLECULAR DIAGNOSTICS CENTER

Biomolecular Technologies, S.L. - C.I.F.: B-53731196  
 Polígono Industrial San Carlos. C.P. 03370 Redován (Alicante) Spain  
 Tlf: 34-96-675.49.51 Fax: 34-96-673.55.27  
 Web: www.mdc-bt.com e-mail: info@mdc-bt.com

