


Los extractores de DNA/ RNA son unos procesadores de partículas magnéticas que utilizan un revolucionario y patentado método de purificar proteínas, ácidos nucleicos y células de forma rápida y reproducible. Utilizan la nueva tecnología de transferencia de partículas en lugar de líquidos. Las moléculas dianas se procesan automáticamente en la unión, lavado e incubación con las partículas magnéticas hasta que el material purificado se eluye para su uso posterior. El usuario tiene capacidad para crear y optimizar sus propios protocolos de purificación. La configuración es simple, sólo hay que colocar las muestras y reactivos en sus placas correspondientes y presionar la tecla de inicio y el extractor automáticamente hace el resto.



EXTRACTOR RNA/ DNA 96 MUESTRAS



Es un sistema de purificación de ácidos nucleicos y aislamiento celular de gran capacidad en formato de placas de 96 pocillos. En un solo ensayo se pueden purificar 96 muestras en sólo 15 minutos, lo que permite alcanzar varios miles de muestras por día. El volumen de procesado va desde 20 -1000 ml

PVP Extractor DNA/ RNA 96 muestras: **43.879€**

Fungibles:(precios PVP)

Tip comb for DW magnets 10x10pcs/box=**507€** (0.05€/muestra)
 Plate (200µl) 48plates/box= **189€** (0.04€/muestra)
 Deepwell plates for robot (50uds) =**227€** (0.05€/muestra)

Kits: (precios PVP)

MicroCompass™ RNA Extraction Kit with Booster (96test) =**960€** (10 €/reacción)

EXTRACTOR RNA/DNA 15 MUESTRAS



Es un sistema de purificación de ácidos nucleicos y aislamiento celular en Formato de tubos. En un solo ensayo se pueden purificar 15 muestras en Sólo 15 minutos. El volumen de procesado va desde 50-1000ml

PVP Extractor DNA/ RNA 15 muestras: **15.922 €**

Kits: (precios PVP)

MicroCompass™ Extraction Kit with Booster (96test) =**960 €** (10 €/reacción)

Fungibles: (precios PVP)

Combi240 (tubes and tip combs for 240 samples) =**245€** (1,02 €/muestra)

MOLECULAR DIAGNOSTICS CENTER

Biomolecular Technologies, S.L. - C.I.F.: B-53731196
 Polígono Industrial San Carlos. C.P. 03370 Redován (Alicante) Spain
 Tlf: 34-96-675.49.51 Fax: 34-96-673.55.27
 Web: www.mdc-bt.com e-mail: info@mdc-bt.com