

# MAYO



nobodesign.it

## homogenius

**Omogeneizzatore da laboratorio  
per sacche sterili da 400 ml**

Controllo a microprocessore  
Velocità regolabile  
Timer digitale

**MAYO INTERNATIONAL**

Via Morigi, 2/a - 20123 Milano - Italy  
tel. ++39 023545989 - fax ++39 023545657  
e-mail: mayoint@tiscalinet.it



- strumento controllato da microprocessore con regolazione digitale dei parametri di funzionamento
- velocità di omogeneizzazione regolabile da 5 a 8 battute al secondo (solo modello HG400V)
- timer elettronico regolabile da 1 sec a 9 minuti e 59 sec o per funzionamento in continuo
- struttura esterna in acciaio verniciato con colori epossidici ad elevata resistenza
- porta frontale e pale di agitazione in acciaio inox satinato
- pannello comandi con tastiera a membrana e display digitale per regolazione tempo (HG400) e velocità di omogeneizzazione (HG400V)
- motore elettrico esente da manutenzione
- interruttore di sicurezza che inibisce il funzionamento a portello aperto
- porta frontale in acciaio inox completamente basculante per facilitare le operazioni di pulizia

#### **ESECUZIONI STANDARD**

**HOMOGENIUS**            **COD. HG400**    **a velocità fissa 8 battute/sec**  
**HOMOGENIUS-V**       **COD. HG400V**   **a velocità regolabile**

#### **A RICHIESTA**

- esecuzione completamente in acciaio inox

# homogenius

- *microprocessor governed instrument with time/speed digital regulation*
- *adjustable blending speed from 5 to 8 strokes/sec. (only mod. HG400V)*
- *adjustable electronic timer from 1 sec to 9 minutes and 59 sec or continuous operation*
- *external case treated with a corrosive resistant epoxy coating*
- *door and blending device made of stainless steel*
- *control panel with membrane keyboard and digital display to set time (HG400) and blending speed (HG400V)*
- *maintenance free brushless electric motor*
- *safety switch on frontal door*
- *easy and complete access to the internal chamber for cleaning*

#### **STANDARD MODELS**

**HOMOGENIUS**            **CODE HG400**    **fixed speed 8 strokes/sec**  
**HOMOGENIUS-V**       **CODE HG400V**   **adjustable speed**

#### **ON REQUEST**

- *stainless steel external case*