



RODELAB

Romero - Delgado

Suministros para el Laboratorio. S.L.

Lista de precios de Oligonucleótidos

Válida desde el 1 de Noviembre del 2.010

Todos los precios en Euros, 18% de IVA no incluido, excepto errores u omisiones.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Esta lista de precios anula a todas las anteriores

Todos los pedidos tendrán un coste adicional de 23,00 EUR por gastos de gestión, manipulación y envío.

Oligonucleótidos de DNA

Todos los oligonucleótidos están desalados, cuantificados y documentados.

La longitud mínima es de 12 bases en las escalas XS y S, y 6 bases en las escalas M, L y XL.

Purificación standard: cartucho de fase reversa (Cartridge).

Todos los oligonucleótidos (hasta 50 bases) son chequeados utilizando espectrometría de masas MALDI.

Escala de síntesis	XS *	S **	M **	L **	XL
	(0,02 µmol)	(0,05 µmol)	(0,2 µmol)	(1,0 µmol)	(10,0 µmol)
Rendimiento (Cartridge / HPLC) ***	> 2 OD	3 - 5 OD	10 - 20 OD	30 - 60 OD	200 - 400 OD
Rendimiento (PAGE) ***	-----	1 - 3 OD	3 - 6 OD	10 - 20 OD	consultar
Precio por base	0,39 €	0,49 €	0,89 €	2,39 €	14,00 €
HPLC por oligo	-----	9,00 €	9,00 €	9,00 €	49,00 €
PAGE por oligo	-----	29,00 €	29,00 €	49,00 €	consultar
Bases mixtas ****	-----	gratis	gratis	gratis	gratis
2'-Deoxiinosina	-----	8,00 €	9,00 €	10,00 €	85,00 €
2'-Deoxiuridina	-----	8,00 €	9,00 €	10,00 €	85,00 €
Amino-dT (desoxi timidina con un aminolink en C5)	-----	70,00 €	105,00 €	160,00 €	840,00 €
FAM-dT (desoxi timidina con un FAM en C5)	-----	105,00 €	125,00 €	185,00 €	1.200,00 €
5-Metilo deoxicitidina (5-Me-dC)	-----	8,00 €	9,00 €	10,00 €	85,00 €
dSpacer (sin base)	-----	45,00 €	65,00 €	80,00 €	a pedido
Spacer18 (Hexa ethylenglycol-Spacer)	-----	38,00 €	45,00 €	60,00 €	a pedido
Fofotioatos (por PTO individuales)	-----	5,00 €	5,00 €	11,00 €	37,00 €
Fofotioatos (sólo "Full-PTO")	-----	3,00 €	3,00 €	6,00 €	30,00 €
ARN - / 2'-Ome-ARN-Base ****	-----	30,00 €	30,00 €	60,00 €	140,00 €

* Oligo hasta 60 bases, purificación por HPLC y/o PAGE no disponible. Bases mixtas no disponibles.

** Cartridge hasta 60 bases, HPLC o PAGE hasta 140 bases.

*** Rendimiento mínimo garantizado para un oligonucleótido de DNA de 20 mer.

**** Usar código IUB para las posiciones con bases mixtas: N=G,A,T,C; V=G,A,C; B=G,T,C; H=A,T,C; D=G,A,T; K=G,T; S=G,C; W=A,T; M=A,C; Y=C,T; R=A,G.



RODELAB

Romero - Delgado

Suministros para el Laboratorio. S.L.

Lista de precios de Oligonucleótidos

Válida desde el 1 de Noviembre del 2.010

Todos los precios en Euros, 18% de IVA no incluido, excepto errores u omisiones.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Esta lista de precios anula a todas las anteriores

Todos los pedidos tendrán un coste adicional de 23,00 EUR por gastos de gestión, manipulación y envío.

Modificaciones 5'

Precios por modificación, incluida purificación por HPLC del oligonucleótido marcado.

Escala de síntesis	S	M	L	XL
Cantidad HPLC *	2 - 5 OD	5 - 15 OD	15 - 40 OD	150 - 200 OD
Enlace Amino C6 ^[+]	22,00 €	27,50 €	33,00 €	330,00 €
Biotina ^[+]	33,00 €	44,00 €	66,00 €	660,00 €
Digoxigenina ^[+++]	115,50 €	181,50 €	275,00 €	a pedido
Ferroceno ^[+++]	99,00 €	159,50 €	247,50 €	a pedido
Azul de Metileno ^[+++]	115,50 €	181,50 €	275,00 €	a pedido
Fosfato ^[+]	22,00 €	27,50 €	33,00 €	330,00 €
Thiol C6 ^[++]	44,00 €	66,00 €	88,00 €	a pedido
6-FAM ^[++]	33,00 €	44,00 €	66,00 €	660,00 €
HEX, TET ^[++]	38,50 €	66,00 €	132,00 €	1.320,00 €
JOE ^[+++]	44,00 €	82,50 €	132,00 €	a pedido
SIMA ^[+++]	38,50 €	66,00 €	132,00 €	a pedido
Cy3, Cy5 ^[++]	44,00 €	82,50 €	132,00 €	1.320,00 €
Cy5.5 ^[++]	77,00 €	159,50 €	247,50 €	a pedido
ROX, TAMRA, Rhodamin6G ^[+++]	44,00 €	82,50 €	132,00 €	a pedido
BMN TM -5, BMN TM -6 ^[+++]	44,00 €	82,50 €	132,00 €	a pedido
Texas Red, Pacific Blue, Marina Blue ^[+++]	77,00 €	159,50 €	247,50 €	a pedido
AMCA ^[+++]	77,00 €	159,50 €	247,50 €	a pedido
Colorantes Dyomics ^[+++]	86,90 €	159,50 €	247,50 €	a pedido
Atto 425, 465, 520, 565, 590 ^[+++]	64,90 €	115,50 €	203,50 €	a pedido
Atto 390, 488, 495, 532, 550, 595 ^[+++]	99,00 €	159,50 €	247,50 €	a pedido
Atto 620, 633, 647N, 655 ^[+++]	115,50 €	181,50 €	275,00 €	a pedido

[+] = Longitud máxima de 140 bases; [++] = Longitud máxima de 80 bases; [+++] = Longitud máxima de 50 bases.

Longitudes dadas para pedidos standard. Consulte para oligos más largos usando estos marcajes.

*Rendimiento mínimo garantizado para un oligonucleótido de 20 mer con una modificación simple.



RODELAB

Romero - Delgado

Suministros para el Laboratorio. S.L.

Lista de precios de Oligonucleótidos

Válida desde el 1 de Noviembre del 2.010

Todos los precios en Euros, 18% de IVA no incluido, excepto errores u omisiones.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Esta lista de precios anula a todas las anteriores

Todos los pedidos tendrán un coste adicional de 23,00 EUR por gastos de gestión, manipulación y envío.

Modificaciones 3'

Precios por modificación, incluida purificación por HPLC, para oligonucleótidos de hasta 45 bases

Para oligonucleótidos más largos, consulte.

Escala de síntesis	S	M	L	XL
Cantidad HPLC *	2 - 5 OD	5 - 15 OD	15 - 40 OD	150 - 200 OD
Enlace Amino C6	33,00 €	44,00 €	88,00 €	a pedido
Biotina-TEG	44,00 €	66,00 €	99,00 €	990,00 €
Digoxigenina	77,00 €	110,00 €	203,50 €	a pedido
Extremos invertidos (3'-3')	22,00 €	44,00 €	88,00 €	880,00 €
Fosfato [+]	22,00 €	33,00 €	44,00 €	440,00 €
Spacer C3	33,00 €	44,00 €	88,00 €	880,00 €
Thiol C3	44,00 €	66,00 €	99,00 €	990,00 €
6-FAM	33,00 €	44,00 €	88,00 €	880,00 €
JOE, ROX, TAMRA, Rhodamin6G	64,90 €	115,50 €	203,50 €	a pedido
BMN™ -5, BMN™ -6	64,90 €	115,50 €	203,50 €	a pedido
Texas Red, Pacific Blue, Marina Blue	126,50 €	214,50 €	429,00 €	a pedido
AMCA	77,00 €	110,00 €	203,50 €	a pedido
Colorantes Dyomics	126,50 €	214,50 €	429,00 €	a pedido
Atto 425, 465, 520, 565, 590	104,50 €	181,50 €	330,00 €	a pedido
Atto 390, 488, 495, 532, 550, 595	159,50 €	247,50 €	396,00 €	a pedido
Atto 620, 633, 647N, 655	181,50 €	275,00 €	440,00 €	a pedido
Dabcyl, Dabsyl	64,90 €	115,50 €	203,50 €	a pedido
BHQ-1, BHQ-2	64,90 €	115,50 €	203,50 €	a pedido
DDQ-1, BBQ-650	64,90 €	115,50 €	203,50 €	a pedido

*Rendimiento mínimo garantizado para un oligonucleótido de 20 mer con una modificación simple.



RODELAB

Romero - Delgado

Suministros para el Laboratorio. S.L.

Lista de precios de Oligonucleótidos

Válida desde el 1 de Noviembre del 2.010

Todos los precios en Euros, 18% de IVA no incluido, excepto errores u omisiones.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Esta lista de precios anula a todas las anteriores

Todos los pedidos tendrán un coste adicional de 23,00 EUR por gastos de gestión, manipulación y envío.

Sondas de doble marcaje

Los precios incluyen oligonucleótidos de DNA hasta 40 bases, modificación 5' y 3', purificación por HPLC y control de calidad MALDI.

Escala de síntesis		S	M	L
Cantidad garantizada		>1 OD	>3 OD	>6 OD
5'-fluoróforo	3'-Quencher			
6-FAM, HEX, TET	TAMRA	176,00 €	264,00 €	440,00 €
6-FAM, HEX, TET	Dabcyl	176,00 €	264,00 €	440,00 €
6-FAM, HEX, TET	BHQ-1	214,50 €	264,00 €	440,00 €
Cy3, Cy5	BHQ-2	214,50 €	264,00 €	440,00 €
TAMRA, ROX	BHQ-2	214,50 €	264,00 €	440,00 €
6-FAM	DDQ-1	86,90 €	264,00 €	440,00 €
Cy3, TAMRA, Texas Red, ROX, Cy5	BBQ-650	214,50 €	264,00 €	440,00 €

Scorpions

Los precios incluyen un oligonucleótido de ADN hasta 60 bases, 5'-fluoróforo, acoplamiento interno del quencher, así como blocker de la polimerasa, purificación por HPLC y control de calidad MALDI

Escala de síntesis			S	M	L
Cantidad garantizada			>1 OD	>2 OD	>4 OD
5'-fluoróforo	Quencher	Blocker			
6-FAM, HEX, TET	int. BHQ-1	Spacer18	319,00 €	429,00 €	572,00 €
Cy3, Cy5	int. BHQ-2	Spacer18	319,00 €	429,00 €	572,00 €
6-FAM, HEX, TET	int. Dabcyl	Spacer18	297,00 €	407,00 €	550,00 €
Cy3, Cy5	int. Dabcyl	Spacer18	297,00 €	407,00 €	550,00 €



RODELAB

Romero - Delgado

Suministros para el Laboratorio. S.L.

Lista de precios de Oligonucleótidos

Válida desde el 1 de Noviembre del 2.010

Todos los precios en Euros, 18% de IVA no incluido, excepto errores u omisiones.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Esta lista de precios anula a todas las anteriores

Todos los pedidos tendrán un coste adicional de 23,00 EUR por gastos de gestión, manipulación y envío.

Sondas Molecular Beacon

Los oligonucleótidos Molecular Beacon son caracterizados en los extremos con 5' y 3' por sus brazos complementarios de 5-7 bases. El oligonucleótido Molecular Beacon crea así un Hairpin Loop.

Los precios incluyen oligonucleótidos de DNA hasta 40 bases, modificaciones 5' y 3', purificación por HPLC y control de calidad MALDI.

Escala de síntesis		S	M	L
Cantidad garantizada		>1 OD	>3 OD	>6 OD
5'-fluoróforo	3'-Quencher			
6-FAM, HEX, TET	Dabcyl	258,50 €	330,00 €	550,00 €
Cy3, Cy5	Dabcyl	258,50 €	330,00 €	550,00 €
6-FAM, HEX, TET	BHQ-1	258,50 €	330,00 €	550,00 €
Cy3, Cy5	BHQ-2	258,50 €	330,00 €	550,00 €
TAMRA, ROX, Texas Red	BHQ-2	258,50 €	330,00 €	550,00 €

Oligonucleótidos de HRP - Conjugado (peroxidasa de rábano)

Los precios incluyen un oligonucleótido de ADN hasta 30 bases y la purificación por PAGE

Escala de síntesis		S	M	L
Cantidad garantizada		>1 OD	>2 OD	>4 OD
6-FAM, HEX, TET		258,50 €	330,00 €	550,00 €

Servicios Adicionales

Oligonucleótidos en tubos de 1,5 ml

Ajuste de concentración desde 50 a 500 µM

1,00 Euro por Oligonucleótido

Alícuota adicional

1,00 Euro por Alícuota

Oligonucleótidos en placas de 96 pocillos (96-well deepwell plates)

a partir de 50 oligonucleótidos

Ajuste de concentración desde 50 a 500 µM

1,00 Euro por Oligonucleótido

Placa de 96 pocillos, tipo A

incluida

Placa de 96 pocillos, tipo B

incluida

Tipo A: La placa se sella con una hoja perforable

Tipo B: La placa se sella con una hoja no perforable y removible

Entregas

El plazo de entrega de los oligonucleótidos Standard es de 4 - 5 días laborables.